

Flowflex™

Test antigenico rapido per SARS-CoV-2

Foglio illustrativo

REF L031-11815 Italiano

Una test rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici SARS-CoV-2 in campioni prelevati da tamponi nasale.

Solo per uso diagnostico professionale *in vitro*.

USO PREVISTO

Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 è un test immunologico a flusso laterale per il rilevamento qualitativo dell'antigene (proteina nucleocapsidica) di SARS-CoV-2 direttamente su campioni prelevati da tamponi nasale raccolti su individui che potrebbero aver contratto il COVID-19 da soggetti infetti, entro sette giorni dall'insorgenza dei sintomi. Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 non distingue tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.

Un risultato positivo evidenzia la presenza dell'antigene nucleocapsidico SARS-CoV-2. Questo antigene è generalmente rilevabile nei campioni delle vie respiratorie superiori durante la fase acuta dell'infezione. Come ricordato, risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria la correlazione clinica con l'anamnesi del paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato dell'infezione. Risultati positivi non escludono infezioni batteriche o co-infezioni da altri virus. L'agente rilevato potrebbe non essere la causa definitiva della malattia.

Risultati negativi, in pazienti con sintomi oltre i sette giorni, dovrebbero essere trattati come presunti e confermati con un test molecolare per una corretta gestione del paziente. Risultati negativi non escludono un'infezione da SARS-CoV-2 e non devono essere utilizzati come unico riferimento per le decisioni di trattamento o di gestione del paziente, comprese le decisioni su cui basare l'approccio clinico all'infezione. I risultati negativi devono essere considerati nel contesto delle esposizioni recenti del paziente, dell'anamnesi e della presenza di segni e sintomi clinici coerenti con COVID-19.

Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 è destinato all'uso da parte di personale di laboratorio clinico addestrato e di operatori sanitari qualificati presso centri di assistenza. Il Test Rapido Antigenico SARS-CoV-2 è destinato ad essere utilizzato come ausilio nella diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

RIASSUNTO

I nuovi coronavirus appartengono al genere β .¹ COVID-19 è una malattia infettiva respiratoria acuta. Gli esseri umani sono generalmente soggetti a tale infezione. Attualmente, i pazienti infettati dal nuovo coronavirus sono la principale fonte di infezione ma le persone infette asintomatiche possono rappresentare anch'essi una fonte di infezione. Sulla base dell'attuale indagine epidemiologica, il periodo di incubazione è compreso tra 1 e 14 giorni, principalmente tra 3 e 7 giorni. Le principali manifestazioni sono febbre, stanchezza e tosse secca, perdita dell'olfatto, insufficienza respiratoria. In alcuni casi sono presenti congestione nasale, rinorrea, mal di gola, mialgia e diarrea.

PRINCIPIO

Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 è un test immunologico qualitativo su membrana immunocromatografica per il rilevamento qualitativo dell'antigene della proteina nucleocapsidica da SARS-CoV-2 in campioni prelevati da tamponi nasale umano.

Quando i campioni estratti vengono processati e dispensati nella cassetta per il test, gli antigeni del SARS-CoV-2, se presenti nel campione, reagiscono con le particelle rivestite con anticorpi anti-SARS-CoV-2, che sono presenti sulla linea di test (T). La miscela migra quindi attraverso la membrana per azione capillare. I complessi antigene-anticorpo migrano attraverso la striscia di test verso l'area di reazione e vengono catturati da una linea di anticorpi legati sulla membrana. I risultati dei test vengono interpretati visivamente dopo 15-30 minuti in base alla presenza o all'assenza di linee colorate visibili.

Quale esclusivo controllo procedurale, nella regione della linea di controllo (C) viene sempre visualizzata una linea colorata che indica che è stato aggiunto il volume corretto del campione e che si è verificata corretta imbibizione della membrana.

REAGENTI

La cassetta per il test contiene anticorpi anti-SARS-CoV-2. Il tampone di controllo positivo contiene antigene ricombinante del SARS-CoV-2 pre-rivestito sul tampone.

PRECAUZIONI

- Solo per uso diagnostico professionale *in vitro*. Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui vengono manipolati i campioni o il kit.
- Non utilizzare il test se l'involucro esterno è danneggiato.
- Maneggiare tutti i campioni come se contenessero agenti infettivi. Osservare le precauzioni stabilite contro i pericoli biologici durante i test e seguire le procedure standard per il corretto smaltimento dei campioni.
- Indossare indumenti protettivi, ad esempio camici da laboratorio, guanti usa e getta, maschere e protezioni per gli occhi quando vengono testati i campioni.
- Il test utilizzato deve essere smaltito in conformità alle normative locali. Il test utilizzato deve essere considerato potenzialmente infetto e smaltito in conformità alle normative locali.
- Umidità e temperatura possono influire negativamente sui risultati.
- Leggere attentamente il foglio illustrativo prima di eseguire il test. La mancata osservanza delle istruzioni precisate nel foglio illustrativo potrebbe non permettere di ottenere risultati di test precisi.

- La linea del test per un campione con carica virale alta potrebbe diventare visibile entro 15 minuti, o non appena il campione supera l'area della linea del test.
- La linea del test per un campione con carica virale bassa diventa visibile dopo 30 minuti.

STOCCAGGIO E STABILITÀ

- Il kit può essere conservato a temperature comprese tra 2 - 30 °C.
- Il test è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'involucro esterno sigillato.
- Il test deve rimanere nell'involucro sigillato fino all'uso.
- NON CONGELARE.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.

MATERIALI

Materiali forniti

- Cassette per il test
- Tamponi di controllo positivo
- Tamponi nasali sterili *
- Provette del tampone di estrazione
- Tamponi di controllo negativo
- Foglietto illustrativo

* I tamponi nasali sterili sono forniti da altro fabbricante (terza parte).


Materiali necessari ma non forniti

- Dispositivi di protezione individuale
- Timer

PRELIEVO E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

- Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 può essere eseguito utilizzando campioni di tampone nasale.
- Il test deve essere eseguito immediatamente dopo il prelievo del campione, o al massimo entro un'ora (1) dal prelievo del campione stesso, a condizione che sia conservato a temperatura ambiente (15-30°C).
- Per raccogliere un campione di tampone nasale:

1. Introdurre con cautela un tampone nasale sterile, fornito con il kit, in una narice. Con una leggera rotazione, spingere il tampone fino a 2,5 cm (1 pollice) dal bordo della narice.



2. Strofinare il tampone 5 volte contro la mucosa all'interno della narice per garantire un prelievo di un quantitativo di campione sufficiente.



3. Utilizzando lo stesso tampone, ripetere la procedura nell'altra narice per assicurarsi che venga raccolto un campione adeguato da entrambe le cavità nasali.





4. Rimuovere il tampone dalla cavità nasale. Ora il campione è pronto per la preparazione utilizzando le provette del tampone di estrazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Lasciare che la il campione e il tampone di estrazione raggiungano la temperatura ambiente (15- 30 °C) prima del test.

1. Utilizzare una provetta tampone di estrazione per ciascun campione da testare ed etichettare ciascuna provetta in modo appropriato.
2. Svitare il tappo del contagocce dalla provetta della soluzione di estrazione senza schiacciare.
3. Inserire il tampone nella provetta ed agitare per 30 secondi. Quindi ruotare il tampone almeno 5 volte stringendo bene i lati della provetta. Prestare attenzione a non spruzzare il contenuto fuori dalla provetta.
4. Rimuovere il tampone premendo i lati della provetta per estrarre il liquido dal tampone.
5. Fissare saldamente la punta del contagocce sulla provetta del tampone di estrazione contenente il campione. Mescolare accuratamente ruotando o sfiorando il fondo della provetta.
6. Rimuovere la cassetta per il test dalla busta di alluminio e utilizzarla al più presto.
7. Posizionare la cassetta per il test su una superficie piana e pulita.
8. Aggiungere il campione elaborato al relativo pozzetto della cassetta per il test.
 - a. Svitare il piccolo tappo dall'estremità del contagocce.
 - b. Rovesciare la provetta tampone di estrazione con la punta del contagocce rivolta verso il basso mantenendola in posizione verticale.
 - c. Premere delicatamente la provetta, versando 4 gocce del campione trattato nel pozzetto di campionamento.
9. Attendere lo sviluppo delle linee colorate. Il risultato deve essere letto dopo 15-30 minuti. **Non leggere il risultato dopo 30 minuti.**



INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

(Si rimanda all'illustrazione di cui sopra)

NEGATIVO: Nella regione della linea di controllo (C) viene visualizzata una sola linea colorata. Nella regione della linea di test (T) non viene visualizzata alcuna linea colorata visibile. Significa che non è stato rilevato alcun antigene SARS-CoV-2.

POSITIVO: Vengono visualizzate due linee colorate distinte. Una linea nella regione della linea di controllo (C) e l'altra nella regione della linea di test (T). Significa che è stato rilevato l'antigene SARS-CoV-2.

***NOTA:** L'intensità del colore nella linea di test (T) può variare a seconda del livello di antigene SARS-CoV-2 presente nel campione. Pertanto, qualsiasi tonalità di colore nella regione della linea di test (T) deve essere considerata positiva.

NON VALIDO: Non viene visualizzata alcuna linea di controllo. Volume del campione insufficiente o errato utilizzo sono le ragioni più probabili della mancata comparsa della linea di controllo. Rivedere la procedura e ripetere il test con una nuova cassetta per test. Se il problema persistesse, non utilizzare ulteriormente il kit e contattare il distributore locale.

CONTROLLO DI QUALITÀ

I controlli procedurali interni sono inclusi nel test. Una linea colorata visualizzata nella regione della linea di controllo (C) rappresenta un controllo procedurale interno. Conferma il volume del campione sufficiente e la corretta tecnica procedurale.

In ciascun kit sono presenti tamponi di controllo positivo e negativo. I tamponi di controllo devono essere utilizzati per garantire che la cassetta per il test funzioni correttamente e che la procedura di test sia eseguita correttamente. Seguire la sezione "ISTRUZIONI PER L'USO" per eseguire il test di controllo.

I tamponi di controllo possono essere esaminati nelle seguenti circostanze:

1. Quando viene usato un nuovo lotto di test e/o quando il test viene eseguito da un nuovo operatore.
2. A intervalli periodici come previsto dai requisiti locali, e/o dalle procedure del Controllo qualità dell'utente.

LIMITAZIONI

1. Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 è solo per uso diagnostico *in vitro*. Il test deve essere utilizzato solo per il rilevamento degli antigeni SARS-CoV-2 in campioni da tampone nasale. L'intensità della linea di test non è necessariamente correlata al titolo virale SARS-CoV-2 presente nel campione.
2. I campioni devono essere testati il più rapidamente possibile dopo il prelievo del campione stesso e al massimo entro l'ora successiva al prelievo.
3. L'uso di mezzi (terreni) di conservazione e stabilizzazione per il trasporto del campione può comportare una riduzione della sensibilità al test.
4. Potrebbe essere ottenuto un test falso negativo se la concentrazione di antigene in un campione risultasse inferiore al limite di rilevazione del test o se il campione fosse stato raccolto in modo errato.
5. I risultati dei test devono essere correlati con altri dati clinici a disposizione del medico.
6. Un risultato positivo del test non esclude co-infezioni da altri patogeni.
7. Un risultato positivo del test non distingue tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.
8. Un risultato negativo del test non intende escludere altre infezioni virali o batteriche.
9. Un risultato negativo, su un paziente con l'insorgenza di sintomi oltre i sette giorni, dovrebbe essere trattato come presunto e confermato con un test molecolare, in base al quale stabilire il trattamento clinico. (Qualora fosse necessaria la differenziazione di virus e ceppi SARS specifici, si dovrà procedere ad ulteriori test.)

CARATTERISTICHE DEL METODO

Sensibilità relativa, Specificità relativa ed Accuratezza

Le prestazioni del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 sono state definite in base all'analisi di 605 tamponi nasali prelevati da singoli pazienti sintomatici con sospetta infezione da COVID-19. I risultati mostrano che la sensibilità e la specificità relativa sono le seguenti:

Prestazioni cliniche del Test antigenico rapido per SARS-CoV-2

Metodo	PCR-RT		Risultati totali
	Negativo	Positivo	
Test antigenico rapido per SARS-CoV-2	Risultati Negativo	433	438
	Risultati Positivo	2	167
Risultati totali	435	170	605

Sensibilità relativa: 97,1% (93,1%-98,9%)* Specificità relativa: 99,5% (98,2%-99,9%)*
 Accuratezza: 98,8% (97,6%-99,5%)* *95% Intervalli di confidenza

La stratificazione dei campioni positivi successivamente alla comparsa dei sintomi tra 0-3 giorni presenta una percentuale di concordanza positiva (PPA) pari al 98,8% (n=81) e tra 4-7 giorni presenta una percentuale di concordanza positiva (PPA) pari al 96,8% (n=62).

I campioni positive con valore Ct ≤33 presentano una percentuale di concordanza positiva (PPA) superiore pari al 98,7% (n=153).

Limite di rilevazione (LOD)

Il LOD del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 è stato definito utilizzando diluizioni seriate di un campione virale inattivato. Il campione virale è stato addizionato con un pool proveniente da campioni nasali umani negativi ad una serie di concentrazioni diverse. Ogni livello è stato testato per 30 repliche. I risultati mostrano che il LOD corrisponde a 1.6*10² TCID₅₀/mL.

Concentrazione del campione SARS-CoV-2	% Positivo (test)
1,28*10 ² TCID ₅₀ /mL	100% (30/30)
6,4*10 ² TCID ₅₀ /mL	100% (30/30)
3,2*10 ² TCID ₅₀ /mL	100% (30/30)
1,6*10 ² TCID ₅₀ /mL	96,7% (29/30)
8*10 ¹ TCID ₅₀ /mL	0% (0/30)

Reattività crociata (specificità analitica) e interferenza microbica

La reattività crociata è stata valutata testando un panel di patogeni e microorganismi correlati che potrebbero potenzialmente essere presenti nella cavità nasale. Ogni organismo e virus è stato testato in assenza o in presenza del virus SARS-CoV-2 inattivato termicamente con bassa positività. Non è stata osservata reattività crociata o interferenza con i seguenti microorganismi quando testati alle concentrazioni precisate nella tabella allegata in precedenza. Il test antigenico rapido per SARS-CoV-2 non distingue tra SARS-CoV e SARS-CoV-2.

Potenziale cross-reattivo	Concentrazione del test	Reattività crociata (in assenza del virus SARS-CoV-2)	Interferenza (in presenza del virus SARS-CoV-2)
Virus	Adenovirus	1,14 x 10 ⁶ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Enterovirus	9,50 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Coronavirus umano 229E	1,04 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Coronavirus umano OC43	2,63 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Coronavirus umano NL63	1,0 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Metapneumovirus umano	1,25 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	MERS-coronavirus	7,90 x 10 ⁴ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Influenza A	1,04 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Influenza B	1,04 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Parainfluenza virus 1	1,25 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Parainfluenza virus 2	3,78 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Parainfluenza virus 3	1,0 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Parainfluenza virus 4	2,88 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Virus respiratorio sinciziale	3,15 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL No 3/3 negativo	No 3/3 positivo

Batteri	Rinovirus	3,15 x 10 ⁵ TCID ₅₀ /mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Coronavirus umano-HKU1	1 x 10 ⁵ copie/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Bordetella pertussis	2,83 x 10 ⁹ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Chlamydia trachomatis	3,13 x 10 ⁸ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Haemophilus influenzae	1,36 x 10 ⁸ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Legionella pneumophila	4,08 x 10 ⁹ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Mycobacterium tuberculosis	1,72 x 10 ⁷ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Mycoplasma pneumoniae	7,90 x 10 ⁷ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Staphylococcus aureus	1,38 x 10 ⁷ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Staphylococcus epidermidis	2,32 x 10 ⁸ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Streptococcus pneumoniae	1,04 x 10 ⁹ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Streptococcus pyogenes	4,10 x 10 ⁸ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Pneumocystis jirovecii-S. cerevisiae	8,63 x 10 ⁷ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Pseudomonas aeruginosa	1,87 x 10 ⁸ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Chlamydia pneumoniae	1 x 10 ⁶ IFU/ml	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Candida	Candida albicans	1,57 x 10 ⁸ CFU/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Lavaggio nasale umano in pool		No 3/3 negativo	No 3/3 positivo

Sostanze interferenti

Sono state valutate le seguenti sostanze, naturalmente presenti nei campioni respiratori o che sono state artificialmente introdotte nella cavità nasale o nella nasofaringe. Ogni sostanza è stata testata in assenza o in presenza del virus SARS-CoV-2 a bassa positività. La concentrazione finale delle sostanze testate è precisata in seguito e non sembra influenzare le prestazioni del test.

Sostanza interferente	Principio attivo	Concentrazione	Risultati (in assenza del virus SARS-CoV-2)	Risultati (in presenza del virus SARS-CoV-2)
Endogeno	Biotina	2,4 mg/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Mucina	0,5% w/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
	Sangue intero	4% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Spray nasale Afrin Original	Oxymetazoline	15% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Spray nasale sollievo allergia ALKALOL	Omeopatico	1:10 Diluizione	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Pastiglie per mal di gola Max Chloraseptic	Mentolo, Benzocaina	1,5 mg/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Spray nasale a base di fluticasone propionato CVS Health	Fluticasone propionato	5% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Spray nasale ad azione rapida Equate	Fenilefrina	15% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Spray anestetico orale fenolico per mal di gola Equate	Fenolo	15% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Pastiglie per la gola al mentolo extra-forte Original	Mentolo	1,5 mg/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Spray nasale NasalCrom	Cromolina	15% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Nasogel per mucose secche NeilMed	l'aluronato di sodio	5% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Pastiglie per il mal di gola	Idrocloruro di diclonina	1,5mg/mL	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo
Rimedio per il raffreddore Zicam	Galphimia glauca, Luffa	5% v/v	No 3/3 negativo	No 3/3 positivo

	opercolata, Sabadilla			
Antibiotico	Mupirocina	10 mg/mL	3/3 negativo	3/3 positivo
Tamiflu	Oseltamivir Fosfato	5 mg/mL	3/3 negativo	3/3 positivo
Antibiotico	Tobramicina	4 µg/mL	3/3 negativo	3/3 positivo
Spray nasale al mometasone furoato	Mometasone furoato	5%v/v	3/3 negativo	3/3 positivo
Soluzione di lavaggio con soluzione salina	NaCl	15%v/v	3/3 negativo	3/3 positivo

PRECISIONE

Intra-dosaggio

La precisione durante l'esecuzione è stata determinata utilizzando 60 repliche di campioni: controllo negativo e controlli positivi dell'antigene SARS-CoV-2. I campioni sono stati identificati correttamente >99% delle volte.

Inter-dosaggio

La precisione durante l'esecuzione è stata determinata utilizzando 60 dosaggi indipendenti sullo stesso campione: campione negativo e campione positivo dell'antigene SARS-CoV-2. Con questi campioni sono stati testati tre diversi lotti del test antigenico rapido per SARS-CoV-2. I campioni sono stati identificati correttamente >99% delle volte.

BIBLIOGRAFIA

- Shuo Su, Gary Wong, Weifeng Shi, et al. Epidemiology, Genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends in Microbiology, June 2016, vol. 24, No. 6: 490-502
- Susan R. Weiss, Julian L. Leibowitz, Coronavirus Pathogenesis, Advances in Virus Research, Volume 81: 85-164

Indice dei simboli

	Fabbricante		Contenuto sufficiente per n test		Limite di temperatura
	Dispositivo medico diagnostica <i>in vitro</i>		Data di scadenza		Non riutilizzare
	Consultare le istruzioni per l'uso		Codice lotto		Numero di catalogo
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea		Data di produzione		

Indice dei contenuti

SARS-CoV-2 Antigen	Antigene SARS-CoV-2
Negative Control Swab	Tampone di controllo negativo
Positive Control Swab	Tampone di controllo positivo
Extraction Buffer Tubes	Provette del tampone di estrazione
Disposable Swabs	Tamponi nasali sterili
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test	Test antigenico rapido per SARS-CoV-2

L031-11815 Test antigenico rapido per SARS CoV-2

Codici di Riordino

25 determinazioni

ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
 No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030



MedNet GmbH
 Borkstrasse 10
 48163 Muenster, Germany

Numero: 1151254404
 Data di rilascio: 2020-12-23