

## ALCO-9010-Medical

### Etilometro professionale portatile

Il modello ALCO-9010-Medical è l'etilometro specifico per l'utilizzo in ambito medico: è certificato secondo la specifica normativa CE 93/42.

È dotato di sensore a cella elettrochimica professionale in grado di fornire un'analisi dell'espirsto con la massima affidabilità e precisione.

Principali caratteristiche sono la connettività con PC e stampante portatile, memoria interna, gestione software dei risultati.

L'utilizzo semplice ed intuitivo, come richiesto in ambito medico, è assicurato dalla funzionalità con un unico tasto.

Questo modello è specifico per uso professionale/medico: rispetta tutte le specifiche tecniche e di sicurezza richieste dalla direttiva europea "93/42/EEC Medical Device Directive Annex II".

Registrato al repertorio dispositivi medici del Ministero della Salute Italia

Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM: **546468**

Classificazione CND: W0201069003 -

Nomenclatore GMDN: 36041



#### Caratteristiche:

- Sensore elettrochimico professionale
- Certificato CE 93/42/EEC Annex II: Uso medico.
- Memoria interna di 500 test (Data, ora, risultato)
- Gestione dati tramite PC (Usb)
- Interfaccia per stampante portatile (Usb-RJ11)
- Orologio interno con data e ora
- Utilizza bocchagli igienici antireflusso
- Display LCD 4 digit
- Autospegnimento - Indicazione batterie scariche
- Contatore dei test

#### Dati Tecnici:

Livello di misura	0.00 ~ 4.00 g/l
Precisione	+/- 0.005%BAC a 0.100%BAC a 25°C
Tempo inizializzazione	Entro 5 secondi a 0.000%BAC Questo tempo può aumentare a seconda del risultato precedente
Tempo risposta	Entro 7 secondi a 0.100%BAC Questo tempo può aumentare a seconda del risultato
Sensore	Cella elettrochimica professionale
Alimentazione	2 (due) x AAA Alkaline
Durata batterie	Circa 350 test
Memoria interna	500 test
Dimensioni	50 x 106 x 26 mm
Peso	100 g batterie incluse
Calibrazione	Ogni 6 ~ 12 mesi o dopo 500 ~ 1000 test
Temperatura operativa	0 ~ 40 °C

#### Contenuto:

- ALCO-9010-Medical
- Soft per collegamento a PC e cavo USB
- Valigia rigida per trasporto
- 2 Batterie AAA 1,5V Alkaline
- Borsa morbida in neoprene
- Laccetto da polso
- Bocchagli monouso antireflusso (x5)
- Manuale d'uso italiano

#### Ricambi / Accessori:

- Bocchagli monouso professionali
- Stampante termica (Opzionale)
- Carta termica per stampante

**Note:** Calibrazione necessaria ogni 1000 test o entro 12 mesi (presso laboratorio Alco-Service).

#### Raccomandazioni:

- Si raccomanda sempre di non mettersi alla guida dopo aver consumato alcolici.
- Il gestore e il distributore non si assumono nessuna responsabilità per un uso improprio dell'apparecchio.
- Astenersi dal bere alcolici e dal fumare per almeno 20 minuti prima di eseguire il test.

## Print-9010-Medical

### Stampante professionale portatile

Il modello Print-9010-Medical è una stampante portatile termica ad alta velocità dedicata utilizzabile con l'etilometro Alco-9010-Medical.

E' dotata di batteria ricaricabile tramite alimentatore dedicato, connessione via cavo per una massima sicurezza nella trasmissione dei dati.



#### Dati Tecnici:

Interfaccia	RS232 - Usb/Rj11
Alimentazione	4 (quattro) x AAA Alkaline & DC 12V/0.2 A
Dimensioni	133 x 75 x 47 mm
Peso	300 g batterie incluse

#### Contenuto:

- Print-9010
- Cavo per collegamento ad Alco-9010
- Cavo per collegamento a PC
- Alimentatore
- Manuale d'uso italiano

< Test Results Report >			
=====			
Device Information			
Product : AL9010			
Serial Number : 000000000			
S/W Version : 9010 Rev : 1.01			
Last Calibration : 05-Jan-2011			
Print Date : 17-Aug-2011, 17:19:18			
=====			
NO	DATE	TIME	%BAC
001	08-Aug-2011	10:59:49	0.000
002	08-Aug-2011	11:36:31	0.000
003	08-Aug-2011	11:36:48	0.000
004	08-Aug-2011	11:37:06	0.000
005	08-Aug-2011	11:37:22	0.000
006	08-Aug-2011	11:37:37	0.000